

RÉPLICA DE PEZÓN LIFE/FORM® LF0086

La réplica de pezón invertido Life/form® LF00860 y la réplica de pezón plano Life/form® LF00862 son simuladores utilizados en programas de capacitación médica y cursos de lactancia. Ambos productos están diseñados para enseñar técnicas específicas relacionadas con la lactancia materna. La réplica de pezón invertido se enfoca en corregir la inversión del pezón, mientras que la réplica de pezón plano está dirigida a abordar los desafíos asociados con el pezón plano. Estas herramientas realistas permiten a los profesionales médicos y a las madres practicar y mejorar sus habilidades en un entorno simulado.

CARACTERÍSTICAS

- Simuladores específicamente diseñados para pezones planos e invertidos.
- Ayuda a practicar técnicas de extracción de leche, corrección del pezón para mejorar la lactancia.
- Realista en apariencia y sensación táctil.
- Utilizado en programas de capacitación médica y cursos de lactancia.
- Facilita la práctica y mejora de habilidades para profesionales médicos y madres lactantes.

ACCESORIOS

- Tarjeta de Instrucciones.
- Caja de almacenamiento.

MODELOS

INVERTIDO (LF00860)

PLANO (LF00862)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	1282	1283	1212	1215
TIPO	Doble capa con grasa gruesa	Triple capa	Doble capa con dermis fina	Doble capa con dermis gruesa
PIEL	Epidermis, dermis, tejido subcutáneo	Epidermis, dermis, grasa subcutánea	Epidermis, dermis gruesa, tejido subcutáneo	Epidermis, dermis fina, tejido subcutáneo

ACCESORIOS

- 1 base de piel.
- 1 Tijera Mayo.
- 1 Portaagujas Mayo-Hegar.
- 1 Pinza Tisular Adson.
- 2 Sutura Nylon C.
- 1 Bisturí Desechable.

****Se venden por separado.***