

SIMULADOR AVANZADO DE EXAMEN MAMARIO

El LF00980 es un simulador avanzado de examen de mama que ofrece un realismo excepcional para la enseñanza de exploraciones clínicas y de autoexamen. Su tejido variable imita la densidad real de la mama humana, permitiendo la inserción de tumores simulados de diversas formas, tamaños y texturas. Ideal para entrenar detección temprana de patologías mamarias con precisión anatómica.

CARACTERÍSTICAS

- Densidad variable de la mama simulada que emula con precisión la textura de un paciente vivo.
- Permite la práctica de exámenes en posición supina y vertical, con opción de uso sin la piel de superposición.
- Estructura con costillas, esternón y clavículas integradas para facilitar la orientación anatómica.
- Representación realista de piel de naranja, pezón invertido, asimetría y ganglios linfáticos inflamados.
- Incluye tumores intercambiables de diversos tamaños, formas y densidades para entrenamientos personalizados.



MODELO LF00980 Nasco

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Torso rígido con insertos derecho e izquierdo.
- 9 nódulos blancos
- 9 nódulos rosados
- 9 nódulos marrones
- 9 nódulos rojos
- 1 nódulo negro.
- Maletín de transporte.
- Manual de instrucciones.

