


BRAZO AVANZADO DE INYECCIÓN Y VENOPUNCIÓN

El LF01121 es un brazo de entrenamiento de alta fidelidad diseñado para la práctica de venopunción, flebotomía e inyecciones intramusculares e intradérmicas. Con un sistema vascular de 8 líneas y piel reemplazable, ofrece realismo anatómico al permitir palpar venas, percibir la resistencia natural al insertar la aguja y obtener retorno de sangre simulada.

CARACTERÍSTICAS

- Acceso venoso completo para terapia IV y flebotomía, inyecciones intramusculares e intradérmicas..
- Un extenso sistema vascular de 8 líneas permite a los estudiantes practicar la venopunción en todas las ubicaciones primarias y secundarias, incluyendo el inicio de IVs y la introducción de catéteres IV por encima de la aguja.
- Dedos flexibles con detalles anatómicos y muñeca articulada.
- Piel y venas reemplazables para mayor durabilidad.
- Peso: 5.9 kg
- Dimensiones: 88.9 cm x 30.5 cm x 17.8 cm



MODELO
LF01121
Nasco

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 2 bolsas de sangre simulada.
- Jeringas y agujas.
- Bolsa de fluido.
- Estuche de transporte.
- Manual de uso.

