



**SuizMed**

Catálogo  
**Balanzas**

**Exactrol**

El diseño de nuestras balanzas analíticas está fabricado para satisfacer las demandas más rigurosas de la investigación científica y el análisis de laboratorio. Cada detalle ha sido cuidadosamente elaborado para brindarle una experiencia de medición sin igual; cuentan con una resolución excepcional que le permitirá una pesaje preciso. Su diseño es intuitivo y permite conexión con la pc para descarga de datos etc.

MODELO	PTX-FA110	PTX-FA210	PTX-FA210s	PTY-224/323
Capacidad	110 gr	210 gr	210 gr	220/320 gr
Resolución	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg/ 1 mg
Precisión	±0.1mg	±0.1mg	±0.1mg	±0.1 mg /± 1 mg.
Pantalla	LCD retroiluminada	LCD retroiluminada	LCD retroiluminada	Táctil a color
Tipo de calibración	externa	externa	interna	interna
Condición de temperatura	18 a 30° C / 0 a 80 % HR	18 a 30° C / 0 a 80 % HR	18 a 30° C / 0 a 80 % HR	18 a 23° C
Tamaño de plato	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm
Cabina corta viento	✓	✓	✓	✓
Conexión RS232/USB	✓	✓	✓	✓
Permite visualizar descargar valores en excel	✓	✓	✓	✓

## Exactrol






Pesa de calibración




compartimiento para accesorios



Sensor monoblock de alta precisión



Función de conteo acumulativo de pesaje.



Cabina corta viento de cristal




Puerto RS-232 para conexión a la PC.



Pantalla táctil



Legibilidad precisa de 4 dígitos



Muestra peso neto, pesaje dinámico, porcentaje, pesaje pico

Programa ejecutable para descarga de datos



Unidades de Medidas principales




Gancho de pesaje inferior



Pesa de calibración



compartimiento para accesorios



Sensor monoblock de alta precisión



Función de conteo acumulativo de pesaje.



Plato adecuado para muestras medianas y pequeñas




Puerto RS-232 para conexión a la PC.



Programa ejecutable para descarga de datos



Legibilidad precisa de 4 dígitos



Muestra peso neto, pesaje dinámico, porcentaje, pesaje pico



Unidades de Medidas principales



Gancho de pesaje inferior

# BALANZAS DE PRECISIÓN



Las balanzas Exactrol son su herramienta confiable para obtener resultados exactos en cualquier entorno de trabajo. Con una construcción sólida y funciones intuitivas, nuestras balanzas simplifican sus tareas de medición sin sacrificar la precisión. Obtenga resultados confiables y eficiencia en cada medición con nuestras balanzas de precisión.

MODELO	PTY-1203	PTY-2202/3202	PTY-B3202/4202	PTY-C6200	PTY-B3200
Capacidad	1200 gr	2200 / 3200 gr	3200 / 4200 gr	6200 / 10000 g	3200/4200 g
Resolución	1 mg	10 / 20 mg	10 / 20 mg	0.1 / 0.2 g	0.1 / 0.05 g
Precisión	±0.2mg	± 10 / ±20 mg	± 10 / ±20 mg	± 0.01 / ±0.2 g	0.1 / 0.05 g
Pantalla	táctil a color	táctil a color	táctil a color	LCD retroiluminada	
Tipo de calibración	interna	interna	interna	externa	externa
Condición de temperatura	18 a 30°C / 0 a 80 % HR			18 a 23°C, 0 a 70% HR	
Tamaño de plato	Ø 128 mm	168 x190 mm	168 x190 mm	168 x190 mm	168 x190 mm
Cabina corta viento	✓	—	—	—	—
Conexión RS232/USB	✓	✓	✓	✓	✓
Permite visualizar descargar valores en excel	✓	✓	✓	✓	✓



## PESAS DE CALIBRACIÓN SERIE F1 / F2

Código	Descripción
--------	-------------

F1-20G	20 gramos.
--------	------------

F1-50GR	50 gramos.
---------	------------

F2-1000GR	1000 gramos.
-----------	--------------

F2-200GR	200 gramos.
----------	-------------

F2-500GR	500 gramos.
----------	-------------



## PESAS DE CALIBRACIÓN SERIE M1

Código	Descripción
--------	-------------

M1-1000GR	1000 gramos.
-----------	--------------

M1-2000GR	2000 gramos.
-----------	--------------

M1-5Kg	5.000 gramos.
--------	---------------





Exactrol 



[www.suizmed.pe](http://www.suizmed.pe)

 Sede Principal:  
Calle Francisco de Toledo 165 Surco, Lima Perú

 01 274 3414 / 977 - 622 - 648

 [ventas@suizmed.com](mailto:ventas@suizmed.com)