

MICROSCOPIO DIGITAL

El microscopio digital modelo EXCT-207D5MP incorpora una cámara de 5 megapíxeles, que permite visualizar y capturar imágenes con gran claridad y nivel de detalle. Es ideal para aplicaciones de laboratorio, enseñanza, investigación y análisis clínico. Además, cuenta con objetivos acromáticos y un sistema de iluminación LED regulable para garantizar una observación precisa de las muestras.

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal digital para visualización y análisis de imágenes.
- Objetivos acromáticos de alta precisión.
- Sistema de iluminación LED de 3W con brillo ajustable.
- Platina mecánica de doble capa para desplazamiento preciso.
- Amplio rango de aumentos hasta 1000X estándar.

ACCESORIOS

- 01 cabezal digital.
- 01 par de oculares WF10X.
- Objetivos 4X, 10X, 40X(S) y 100X(Aceite).
- 01 cable de alimentación.
- 01 filtro azul.
- 01 funda antipolvo.
- Cable USB
- USB con software
- Fusible



MODELO
EXCT-207D5MP
(EXACTROL)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-207D5MP
Tipo de equipo	Microscopio biológico digital
Aumentos estándar	40X, 100X, 400X y 1000X
Objetivos	4X, 10X, 40X(S), 100X(Aceite)
Objetivo Rotacional	2x - 4x
Oculares	WF10X
Oculares opcionales	WF16X
Longitud mecánica del tubo	160 mm
Distancia imagen primaria	195 mm
Tamaño de platina	140 mm x 132 mm
Rango de desplazamiento	75 mm x 45 mm
Condensador	ABBE N.A. = 1.25 con diafragma iris
Rango de enfoque	20 mm
Iluminación	LED 3W ajustable
Peso neto	6 kg
Dimensiones	262 x 204 x 389 mm
Sistema de cámara	5.0 MP

