

Baño María de 62 litros

Equipo de gran capacidad diseñado para calentar y mantener muestras a temperatura controlada con alta precisión. Fabricado con interior de acero inoxidable y sistema de calentamiento eficiente de 2,4 kW, ofrece distribución uniforme del calor, control termostático y operación segura. Ideal para laboratorios, control de calidad e investigación que requieren procesar grandes volúmenes con fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero de alta calidad con recubrimiento electrostático, resistente y duradera.
- Contenedor interior y cubierta de acero inoxidable, alta resistencia a la corrosión.
- Calentador tipo U para calentamiento rápido y eficiente del agua.
- Pantalla digital con controlador inteligente de temperatura para operación sencilla.
- Diseño con baja pérdida térmica, optimizando el consumo de energía.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de alimentación.
- Plataforma metálica.



MODELO
DK-98-IVL
FAITHFUL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	DK-98-IVL
Alimentación	220V/60Hz
Potencia	2.4kW
Temperatura de movimiento	$\pm 0,5$ °C
Rango de temperatura	+5 a 100°C
Senilidad de los Temporales	$\leq \pm 1$
Error de visualización	$\leq \pm 2,5$
Tamaño de la cámara	620*500*200 mm
Tamaño de los productos	681*560*301 mm
Peso bruto/Peso neto	25/20 Kg

