

Autoclave vertical de 35 litros de vapor de presión

Equipo de gran capacidad diseñado para la esterilización segura y eficiente de instrumentos, utensilios y materiales mediante vapor a presión. Su formato vertical optimiza el espacio y permite procesar mayores volúmenes.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura totalmente de acero inoxidable SUS304/AISI304 de 3 mm de espesor.
- Puerta de apertura rápida tipo volante con sistema de bloqueo de seguridad.
- Pantalla digital con control por teclas y visualización del estado de trabajo.
- Protección automática contra sobret temperatura, sobrepresión y falta de agua.
- Descarga automática de aire frío y vapor al finalizar la esterilización.



MODELO
FSF-35HD
FAITHFUL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FSF-35HD
Capacidad	35L (φ318*450 mm)
Presión de trabajo	0.22 MPa
Temperatura de trabajo	134 °C
Rango de temperatura	0 a 134°C
Minutero	0-99 min o 0-99 horas 59 min.
Promedio de calor	≤±1°C
Alimentación	220V AC/2.5 kW
Tamaño exterior (mm)	450*450*1010
Peso bruto/Peso neto	72/56 Kg

