

ESTEREOSCOPIO DIGITAL

El microscopio estereoscópico digital "EXCT-PW910LCD" es una excelente herramienta para que puedas visualizar imágenes en dimensión tridimensional de cuerpos sólidos y opaco, como minerales, vegetales etc. Es ampliamente utilizado en control de calidad, materiales, construcción de microcircuitos, arquitectura, geología etc. Su diseño y características técnicas, hace que sea un equipo completo, con todo lo que necesitas para tus evaluaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Video cámara de 5.0 megapíxeles.
- Cuenta con un rango amplio de zoom de 8X.
- Oculares de WF10X/22mm con ajuste de dioptría.
- Distancia amplia de trabajo que permite captar imágenes detalladas de objetos pequeños.
- Cuenta con cabezal binocular.
- Pantalla LCD de 8 pulgadas.



MODELO
EXCT-PW910LCD
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-PW910LCD
Cabezal	Cabezal Binocular
	Inclinación de 20°
	Distancia interpupilar 50 ~ 75mm
Ocular	WF10X/22mm con dioptría ajustable
Pantalla	LCD de 8 pulgadas
Cámara	Chip CMOS de 5.0 Mega pixeles y compatibilidad con wifi y bluetooth
Sistema operativo	Android 4.2.2
Software	Táctil para microscopio, conexión a la PC.
Magnificación de Objetivos	0.8 X ~ 8
Relación zoom	01:10
Iluminación 	Ajustable para ambos LED superior e inferior 
Distancia de trabajo	78mm
Rango de movimiento vertical	105 mm
Fuente de alimentación	100 ~ 240V. 0.15 A, 50/60HZ

ACCESORIOS

- Filtros de color.
- Cable de poder.
- Funda de protección.