



► Características



- Ajuste de dioptría en un ocular.
- Cabeza Binocular tipo Siedentopf.
- Cabeza inclinada a 30° y giratoria 360°.
- Distancia Interpupilar de 48 ~ 75 mm.
- Objetivos con anillos de fase, para contraste de fase, y de color para su identificación.
- Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar
- Iluminación con ajuste de intensidad y diafragma de campo en la lámpara para iluminación de Kohler.
- Platina con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.
- Microscopio especializado para contraste de fases, favorable para la observación de muestras sin tinción.

► Aplicaciones

- Educación Superior
- Investigación
- Uso Clínico

► Accesorios incluidos

- Cable trifásico.
- Funda de plástico.
- Condensador Abbe A.N 1.25
- Aceite de inmersión.
- Objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X y 100x.
- Ocular telescopio de centrado.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-B10
Oculares	WF 10X/20 mm.
Revólver	Cuádruple.
Objetivos	PH10X, PH20X, PH40X e inmersión PH100X, de contraste de fases.
Sistema Óptico	Plan Acromático.
Platina	Doble placa con movimientos coaxiales X-Y 150 x 132 mm / 5.9" x 5.1".
Condensador	Zernike para Contraste de Fases con apertura para 10X, 20X, 40X, 100X y posición para campo claro.
Diafragma	De Iris.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico.
Iluminación	Kohler LED.
Dimensiones	180 x 410 x 290 mm / 7" x 16.1" x 11.4".
Fuente de Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz.
Garantía	1 año.