SuizMed

PESAS DE CALIBRACIÓN PARA BALANZAS

Las pesas de calibración para balanzas **F1 y F2** son precisos instrumentos de medición utilizados para garantizar la exactitud de las balanzas en aplicaciones comerciales y científicas. Fabricadas con materiales de alta calidad, estas pesas se presentan en diversas capacidades y están diseñadas con tolerancias mínimas para asegurar mediciones confiables. Su acabado suave y duradero las hace fáciles de manipular y mantener. Un complemento esencial para laboratorios, farmacias y entornos industriales donde la precisión en la medición es fundamental.

CARACTERÍSTICAS

- Precisos instrumentos de medición para balanzas F1 y F2.
- Garantizan la exactitud de las mediciones en aplicaciones comerciales y científicas.
- Fabricados con materiales de alta calidad para durabilidad y confiabilidad.
- Disponibles en diversas capacidades para adaptarse a diferentes necesidades.
- Diseñados con tolerancias mínimas para mediciones precisas.
- Acabado suave y duradero para facilitar la manipulación y el mantenimiento.
- Esenciales en laboratorios, farmacias y entornos industriales donde la precisión es crucial.



MODELO

F1-F2

998348873 - 977622648 - 990297533 Francisco de Toledo 165, Lima, Peru
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Capacidad	Tolerancia
F120GR	20 gramos	±0.02 g
F150GR	50 gramos	±0.05 g
F21000GR	1000 gramos	±1 g
F2200GR	200 gramos	±0.2 g
F2500GR	500 gramos	±0.5 g

ACCESORIOS

- Estuche de almacenamiento: Un estuche resistente para guardar y transportar las pesas de calibración de manera segura.

998348873 - 977622648 - 990297533 Francisco de Toledo 165, Lima, Peru
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe