
MICROSCOPIO BINOCULAR **VE-B3P**

Serie B

Óptica Plan Acromática, **4X, 10X, 40X, 100X**





▶ Características

· Ajuste de dioptría en ambos oculares.
· Cabeza Binocular deslizante.
· Cabeza inclinada a 45° y giratoria 360°.
· Distancia Interpupilar de 50-75 mm.
· Objetivos con antiderrapante y anillos de color.
· Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar.
· Iluminación con ajuste de intensidad.
· Platina con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

▶ Aplicaciones

· Educación Superior
· Uso Clínico
· Investigación

▶ Accesorios incluidos

· Eliminador.
· Funda de plástico.
· Aceite de inmersión.
· Filtros de tonalidad verde, amarillo y azul

DATOS TÉCNICOS

Modelo	**VE-B3P**
Oculares	WF 10X/18 mm.
Revólver	Cuádruple, con tope.
Objetivos	4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles).
Sistema Óptico	Plan Acromático.
Platina	Doble placa con movimientos coaxiales X-Y. 160 x 140 mm / 6.2” x 5.5”.
Condensador	Abbe, A.N. 1.25 con elevador.
Diafragma	Iris.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico.
Iluminación	LED.
Dimensiones	270 x 350 x 200 mm / 10.62” x 13.77” x 7.87”.
Fuente de Alimentación	CA 110/240, 50/60 Hz. 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas).
Garantía	10 años

VELAB™

▸ www.velab.net
▸ +1 956.429.3410
▸ sales@velab.net
▸ 1431 W Polk Ave,Pharr Texas 78577