MICROSCOPIO MONOCULAR **VE-J1**

Serie M

Óptica Acromática, **4X, 10X, 40X**





▶ Características

- Cabeza Monocular inclinada a 45°
- Cuerpo estativo, robusto y reforzado.
- Acabado en pintura epóxica.
- Anillos de color para fácil identificación de objetivos
- Platina con pinzas y tope de altura.
- Iluminación LED de alto rendimiento.
- Compacto, ligero y fácil de transportar.
- Platina con pinzas y tope de altura.

▶ Aplicaciones

- Educación Básica

DATOS TÉCNICOS

Modelo	**VE-J1**
Ocular	WF 10X/18 mm, con prisionero.
Revólver	Triple, con tope.
Objetivos	4X, 10X, 40X.
Sistema Óptico	Acromático.
Platina	Fija de 90 x 90 mm / 3.5” x 3.5”.
Condensador	A.N. 0.65.
Diafragma	Tipo disco.
Enfoque	Macrométrico.
Iluminación	LED transmitida e incidente.
Dimensiones	130 x 155 x 300 mm / 5.11” x 6.10” x 11.81”3
Fuente de Alimentación	Baterías tipo AA de 1.5V (no incluidas)
Garantía	1 año

VELAB™