SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO GINECOLÓGICO

Simulador ginecológico de alta precisión que permite entrenar la exploración del aparato reproductor femenino en distintos escenarios clínicos. Facilita la palpación de útero normal y gestante, exámenes pélvicos bi-manual, tri-manual y vaginal, además del reconocimiento de cérvix normal y patológico.

CARACTERÍSTICAS

- Representación realista de la anatomía femenina interna y externa.
- Palpación diferenciada de útero normal y gestante.
- Examen pélvico bi-manual, tri-manual y vaginal.
- Observación de cérvix normal y patológico.
- Inserción y extracción de métodos anticonceptivos intrauterinos.
- Simulación de embarazo múltiple, ectópico y salpingemfórax.
- Útero, trompas, ovarios y ligamentos reproducidos con detalle anatómico.
- Tamaño (LxAxH): 43 x 43.5 x 22 cm (aprox.).



ACCESORIOS INCLUIDOS

- Manual de instrucciones.
- Estuche/caja protectora para transporte y almacenamiento.
- Úteros intercambiables (normal y gestante) para la práctica de palpación y distintos escenarios.
- Cérvix intercambiables en condiciones normales y patológicas.
- Juego de ovarios y trompas desmontables para simulación de embarazo múltiple y ectópico.
- Dispositivos intrauterinos (DIU) de práctica para inserción y extracción.

MODELO
XC-411
Xincheng



998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe