MICROSCOPIO BINOCULAR **VE-B6**

Serie B Advanced

Óptica Acromática, **4X, 10X, 40X, 100X**





► Características

· Ajuste de dioptría en un ocular.
· Cabeza Binocular tipo Siedentopf.
· Cabeza inclinada a 30° y giratoria 360°
· Distancia Interpupilar de 48 ~ 75 mm.
· Objetivos con anillos de color.
· Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar.
· Condensador intercambiable para contraste de fases y campo oscuro.
· Iluminación con ajuste de intensidad y diafragma de campo en la lámpara.
· Platina con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

► Aplicaciones

· Educación Superior
· Uso Clínico
· Investigación

► Accesorios incluidos

· Cable trifásico
· Funda de plástico
· Aceite de inmersión.
· Filtros de tonalidad verde, amarillo y azul

DATOS TÉCNICOS

Modelo	**VE-B6**
Oculares	WF 10X/20 mm.
Revólver	Cuádruple.
Objetivos	4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles).
Sistema Óptico	Acromático.
Platina	Doble placa con movimientos coaxiales X-Y 150 x 132 mm / 5.9" x 5.1".
Condensador	Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador.
Diafragma	De Iris.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico.
Iluminación	Kohler LED.
Dimensiones	180 x 410 x 290 mm / 7.08" x 16.14" x 11.41".
Fuente de Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz.
Garantía	10 años

VELAB™

► www.velab.net
► +1 956.429.3410
► sales@velab.net
► 1431 W Polk Ave,Pharr Texas 78577